

NO•DOL

toplotni obliž

večnamenski



NO DOL toplotni obliž je naraven vir hitro razpoložljive toplote, ki deluje s pomočjo tehnologije, temelječe na japonskem znanju o termo terapiji. Ob pravilni uporabi je primeren za kakršno koli osebno potrebo in ohranja prijetno temperaturo več ur. Primeren je za blaženje akutnih bolečin, ki jih povzročajo revmatska obolenja. Ta medicinski pripomoček vsebuje mešanico prašnih delcev in železovega prahu, pri kateri se v stiku s kisikom, ki se nahaja v zraku, sproži hitra oksidacija, pri kateri se sprošča toplota.

NAVODILA ZA UPORABO: termo terapija je primerna za post-travmatsko fazo ter za kronična stanja, lumbalgije, išias, bolečine v mišicah zaradi kontraktur ali krčev, togost sklepov ali revmatične mialgije. Pripomoček blaži bolečine v cervikalnem in lumbalnem delu (tudi v zapestju in ramenu). Pred uporabo se prepričajte, da je koža, na katero nameravate obliž namestiti, suha in brez potu. Obliž odstranite iz zaščitne plastične embalaže tik pred uporabo, odstranite folijo, ki ščiti njegov lepljivi del, in ga takoj namestite na prizadeto območje. Izogibajte se uporabi izdelka med spanjem; tovrstna uporaba lahko privede do opeklin. Izjemno bodite pozorni pri uporabi izdelka na občutljivi koži. Obliž lahko uporabljate največ 8 ur, zatem ga odstranite in pred nanosom drugega obliža počakajte 24 ur. Obliža ne močite, ne režite in ne trgajte. Na območje nanosa obliža ne izvajajte daljšega pritiska.

GLAVNE SESTAVINE: železov prah, voda, aktivno oglje, vermikulit, natrijev klorid.

OPOZORILA: izdelek je namenjen za zunanjo uporabo. Ne uporabljajte ga v primeru kožnih ekcemov, v primeru nepričakovanih reakcij pripomoček takoj odstranite. Pripomočka ne uporabljajte, če ga ne morete odstraniti brez pomoči (starejše osebe, invalidne osebe, otroci). Glede uporabe pripomočka pri otrocih se posvetujte z zdravnikom. Pripomočka ne uporabljajte na obrazu in na poškodovanih delih kože (ureznine in druge rane, ekcemi in kožni izpuščaji), na koži, na katero ste nanесли maziva, kreme ali gele, na koži, ki ni občutljiva na toploto, na delih kože, na katere ste pripomoček v zadnjih 24 urah že nanесли, na delih, na katerih je že nameščen drug grelni pripomoček, na mišične poškodbe v akutni fazi. V primeru težav s krvnim obtokom, motenj krvnega obtoka zaradi sladkorne bolezni, težav pri zaznavanju temperature in v primeru nosečnosti se pred uporabo posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. V primeru nenamerne vdihavanja sestavin se posvetujte z zdravnikom, v primeru stika z očmi le-te sperite s tekočo vodo in se posvetujte z zdravnikom. Po uporabi pripomočka ne segrevajte ponovno in ga ne vstavljajte v mikrovalovno pečico. Pripomoček je primeren za enkratno uporabo. Če je njegova embalaža odprta ali poškodovana, pripomočka ne uporabljajte. Obliža ne odpirajte. Njegova vsebina je škodljiva in je ne zaužite. V primeru zaužitja, v primeru nenamerne zaužitja se posvetujte z zdravnikom ali centrom za zastrupitve, pri čemer imejte na voljo navodila za uporabo pripomočka. Notranja vsebina pripomočka

lahko onesnaži oblačila. V primeru težav s krvnim obtokom se posvetujte z zdravnikom. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od virov toplote. Hraniti pri sobni temperaturi. Ko učinek obliža izzveni, ga odložite v koš za odpadke (po uporabi lahko izdelek odložite med gospodinjске odpadke). Uporaba obliža med dojenjem ali nosečnostjo se odsvetuje. Po izteku roka uporabe pripomočka ne uporabljajte.

KONTRAINDIKACIJE IN STRANSKI UČINKI: v primeru preobčutljivosti ali draženja kože ali v primeru predhodnih alergij na zdravila ali kozmetična sredstva vam priporočamo, da uporabo prekinete in se posvetujete s svojim zdravnikom ali farmacevtom, katerega obvestite o učinkih, ki v teh navodilih niso navedeni.

Opozorilo: uporabnik in/ali pacient mora kakršno koli kontraindikacijo, stranski učinek ali resen zaplet, povezan z uporabo tega pripomočka, sporočiti tako proizvajalcu kot organu države članice, v kateri ima uporabnik in/ali pacient svoje stalno bivališče.

SIMBOL	POMEN
	Proizvajalec medicinskega pripomočka
	Oznaka CE
	Medicinski pripomoček
	Pozor, glejte opozorila in navodila za uporabo.
	Za enkratno uporabo
	Za potrebe poprodajnega nadzora
	Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana.
	Hranite stran od sončne svetlobe!
	Hranite na suhem!
	Uporabno do
	Številka serije
	Edinstveni identifikator pripomočka
	Kataloška številka

FO0996-07/25.1

NOTRANJI LIST
PAP 22
ZBIRALNIK ZA PAPIR
PREVERITE DOLOČILA SVOJE OBČINE



CE
0476

MEDICINSKI PRIPOMOČEK
Rev. 1, 06/2025



Zeta s.r.l.
Via Loggia dei Pisani 25
80133 Neapelj, Italija

Distributer:

ESI s.r.l.
Via delle Industrie 1
17012 Albissola Marina (SV)
ITALIJA – www.esi.it

Distributer za SI:

Sanofarm d.o.o., Industrijska
cesta 6r, 6310 Izola
www.sanofarm.si
www.galenika.si