

NODOL® TERMO OBLIŽI - MEDICINSKI PRIPOMOČEK / Vsebnost: 5 obližev

NODOL® termo obliži (večnamenski) so naravni vir hitro dostopne toplote. Zaradi tehnologije, navdihnjene z japonskimi izkušnjami na področju termoterapije, ob pravilni uporabi več ur ohranjajo prijetno temperaturo ter se prilagajajo različnim osebnim potrebam. Njihova uporaba je primerna za lajšanje akutnih težav, povezanih z revmatičnimi stanji. Medicinski pripomoček vsebuje mešanico praškov z železovimi sestavinami, ki ob stiku s kisikom iz zraka sprožijo oksidacijo in ustvarjajo toploto.

NAVODILA ZA UPORABO: Termoterapija je priporočljiva v fazi okrevanja po poškodbah, pri kroničnih poškodbah, bolečinah v križu, išiasu, mišičnih bolečinah zaradi krčev ali mišičnih nategov, okorelosti sklepov ter revmatičnih mišičnih bolečinah. Pripomoček pomaga lajšati bolečine v vratnem in ledvenem delu hrbtenice ter bolečine v zapestju in ramenih. Pred uporabo poskrbite, da je koža suha in neprepotna. Tik pred uporabo odstranite zaščitno plastiko z obliža ter ga namestite na želeno mesto. Izdelka ne uporabljajte med spanjem, saj lahko povzroči opekline. Pri občutljivi koži ga uporabljajte zelo previdno. Obliž uporabljajte največ 8 ur, nato ga odstranite. Pred ponovno uporabo počakajte 24 ur. Obliža ne močite, režite ali trgajte. Izogibajte se dolgotrajnemu pritisku na mesto nanosa.

GLAVNE SESTAVINE: Železov prah, voda, aktivno oglje, vermikulit, natrijev klorid.

OPOZORILA: Izdelek je namenjen samo zunanji uporabi. Ne uporabljajte na ekcemih. Če pride do neželene reakcije, obliž takoj odstranite. Ne uporabljajte, če obliža ne morete varno odstraniti sami (npr. starejše osebe, invalidi, otroci). Za uporabo pri otrocih se predhodno posvetujte z zdravnikom. Ne uporabljajte na obrazu ali poškodovani koži (ureznine, rane, ekcemi, izpuščaji), na koži, na katero so bila nanesena mazila, kreme ali geli, na koži z zmanjšano občutljivostjo na toploto, na mestih, kjer je bil izdelek uporabljen v zadnjih 24 urah, skupaj z drugimi grelnimi pripomočki ali pri akutnih mišičnih poškodbah. Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, če imate motnje krvnega obtoka zaradi sladkorne bolezni, motnje zaznavanja toplote ali če ste noseči oziroma dojite. V primeru nenamernega vdihavanja se posvetujte z

zdravnikom. Če vsebina pride v stik z očmi, jih temeljito sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Po uporabi izdelka ga ne segrevajte ponovno in ga ne uporabljajte v mikrovalovni pečici. Pripomoček je za enkratno uporabo. Ne uporabljajte, če je embalaža odprta ali poškodovana. Obliža ne odpirajte. Vsebina je škodljiva in je ne smete zaužiti. V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom ali centrom za zastrupitve ter pokažite navodila za uporabo. Izdelek lahko pusti madeže na oblačilih. hranite izven dosega otrok, stran od virov toplote, pri sobni temperaturi. Ko obliž ni več učinkovit, ga odvrzite med mešane komunalne odpadke. Ne uporabljajte po preteku roka uporabnosti.

KONTRAINDIKACIJE IN NEŽELENI UČINKI: V primeru preobčutljivosti, draženja kože ali znanih alergij na medicinske pripomočke ali kozmetiko je treba uporabo prekiniti ter se posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom. Prav tako je treba prijaviti vse neželene učinke, ki niso navedeni v teh navodilih.

Uporabnik in/ali pacient mora vse kontraindikacije, neželene učinke ali resne neželene dogodke, povezane z uporabo pripomočka, prijaviti proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, v kateri prebiva.

ZUNANJA EMBALAŽA	LIST Z NAVODILI	OVOJ	OBLIŽ
PAP 21		7 > PP + PE + PET	PET1 + 07
LOČEVANJE ODPADKOV: PAPIR		LOČEVANJE ODPADKOV: PLASTIKA	MEŠANI KUMUNALNI ODPADKI
LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV			

MEDICINSKI PRIPOMOČEK

Neto količina: 5 x 20 g

 0476

Proizvajalec: Zeta s.r.l., Via Loggia dei Pisani 25, 80133 Napoli, Italija

Distributer: ESI srl, Via delle Industrie 1, 17012 Albissola Marina (SV), Italija www.esi.it

Distributer za SLO: Sanofarm d.o.o., Industrijska cesta 6r, 6310 Izola, Slovenija

– www.sanofarm.si