

SV Bruksanvisning

Behandling av undertryck i mellanörat. Otoven™ kan användas av vuxna och till barn 3 år och uppåt.

Denna medicintekniska produkt och bruksanvisning är avsedda att användas av en lekman. Läs bruksanvisningen innan du påbörjar behandlingen med Otoven™. Otoven™ är endast avsedd för en användare.

Beskrivning av produkt

Otovent™ är en näsballong för autoinflation av örorntrumpeten för att utjämna undertryck i mellanörat. Otovent™ består av två delar: en latexballong och ett nässtycke i polypropylen, som sätts ihop före användning. Den är en icke steril produkt för flergångsbruk. Förpackning-en innehåller ballong/ballonger, nässtycke och bruksanvisning. Vissa artiklar innehåller också en förvaringsenhet. Otovent™ Balloons är extra ballonger avsedda att användas tillsammans med nässtycket som tillhandahålls med Otovent™. Otovent™ Balloons är tillgänglig i vissa länder.

Avsett ändamål

Otovent™ är avsedd för behandling av undertryck i mellanörat.

Vem kan använda Otovent™?

Otovent™ kan användas av vuxna och till barn från 3 år och uppåt. Behandling av barn bör alltid ske under övervakning av en vuxen.

Hur fungerar Otovent™?

Otovent™ hjälper till att utjämna tryck i mellanörat när en ballong blåses upp från näsan med hjälp av autoinflationsteknik. Autoinflation med hjälp av en näsballong ökar trycket i näshålan vilket gör att örorntrumpeten kan öppnas.

Kliniska fördelar

Symtom på undertryck i mellanörat kan vara lock för örat, nedsatt hörsel, smärta/obehag, tyngdkänsla i örat eller yrsel. När örorntrumpeten öppnas med hjälp av Otovent™ autoinflation ventileras mellanörat, eventuellt vätska kan dräneras och symptomen lindnas. Undertryck i mellanörat som inte behandlas kan resultera i vätskande mellanörinflammation (örönkatarr med örsprång). Problem med att utjämna undertryck kan orsakas av nedsatt funktion i örorntrumpeten efter exempelvis infektion i övre luftvägarna, akut öröninflammation eller i samband med till exempel flygning, dykning eller behandling i tryckkammare.

När ska Otovent™ inte användas?

Otovent™ ska inte användas vid akut öröninflammation eller vid infektion i övre luftvägarna.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Ballongerna innehåller latex. Om du är allergisk mot latex eller latexprodukter ska du rådgöra med sjukvårdspersonal före användning. Om du får allergiska symptom, till exempel utslaget, klåda, svårt att andas eller svullnad ska du avbryta behandlingen och kontakta läkare.
Kvävningsrisk – Produkten innehåller smådelar. Förvaras utom räckhåll för barn. Behandling av barn bör alltid ske under övervakning av en vuxen. Ändamårlig läkaskäpballonger när du utför behandling med Otovent™. Endast Otovent™ Balloons ska användas med CE-märkta Otovent™ medicintekniska produkter för autoinflation. Om du ofta får mindre näsblödningar kan varje retning av näsan, exempelvis om du snyter dig eller blåser upp en ballong, framkalla näsblod. Detta tillstånd är oftast ofarligt. Om du har opererat bihålorna, rådgör med läkare innan du använder Otovent™. Användning av Otovent™ efter en operation av bihålorna kan öka risken för pneumocephalus. Om du misstänker att trumhinnan spruckit, får svår huvudvärk, svår yrsel, upplever ljuskänslighet och/eller illamående i samband med användning av Otovent™, avbryt omedelbart behandlingen och kontakta läkare. En del patienter kan uppleva obehag i örat under upplåsningen. Den här första känslan minskar vid nästa upplåsning och är ett tecken på att proceduren fungerar på rätt sätt.

När skal Otovent™ ikke brukes?

Otovent™ skal ikke brukes ved akutt otitis media eller en infeksjon i de øvre luftveier.

Advarsler og forholdsregler

Ballongene inneholder lateks. Hvis du er allergisk mot lateks eller lateksprodukter, må du ta kontakt med helsepersonell før bruk. Hvis du opplever allergiske symptomer som utslett, kløe, pustevansker eller opphovning, må du stanse behandlingen og ta kontakt med lege.
Kveilningsfare – Produktet inneholder små deler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Be-handling av barn skal alltid foreg under tilsyn av voksen. Aldri bruk lekeballonger mens du utfører Otovent™-behandlingen.
Bare Otovent™ Balloons skal brukes med CE-merket Otovent™ medisinsk utstyr for selvopplåsning. Hvis du lider av hypptje, små neseseblødninger, kan nesen begynne å bli hver gang du gjør noe med nesen. Føks, snyter deg eller blåser opp en ballong. Denne tilstanden er vanligvis ufarlig. Hvis du har hatt bihulekirugi, må du snakke med lege før du bruker Otovent™.
Bruk av Otovent™ etter bihulekirurgi kan øke risikoen for pneumocephalus. Hvis du opplever perforert trommehinne, kraftig hodepine, kraftig svimmelhet, lysfølsomhet og/eller kvalme når du bruker Otovent™, må du stanse behandlingen umiddelbart og ta kontakt med lege. Noen pasienter kan oppleve ubehag i øret når ballongen blåses opp. Denne innledende følelsen vil bli mindre ved neste opplåsning, og er et tegn på at fremgangsmaßen virker som den skal.

Bivirkninger

Midlertidig smerte i øret og hodepine, svimmelhet, neseblødninger.

Slik bruker du Otovent™

For otitis media med effusjon (serøs otitt)

I den første uken med behandling skal Otovent™ brukes minst tre ganger om dagen (morgen, midt på dagen, kveld) med én opplåsning i hvert nesebor hver gang. Etter en uke skal Oto-vent™ brukes minst to ganger om dagen (morgen og kveld). Behandlingen kan fortsette i mer enn én måned, og det kan ta flere måneder å oppnå maksimal klinisk virkning. Snakk med helsepersonell etter 2–3 uker for å avgjøre om behandlingen bør fortsettes.
For symptomlindring etter å ha fløyet, dykket eller fått behandling i trykkammer Ved bruk under en flytur bør Otovent™ brukes 3–4 ganger så snart nedstigningen begynner. Hvis symptomene vedvarer, kan behandling fortsette etter landing.
Otovent™ kan brukes flere ganger før/etter dykking eller under/etter hyperbarisk trykkbehandling for å dempe symptomene.

Trinnvis bruksanvisning

Nesestykket skal være rent.

- Koble ballongen til den flate enden av nesestykket.
- Hold den runde delen av nesestykket tett mot venstre nesebor med venstre hånd. Lukk høyre nesebor med høyre pekefinger.
- Trekk pusten dypt. Lukk munnen og blås opp ballongen ved å blåse gjennom venstre nesebor helt til ballongen er like stor som en grapefrukt (10–12 cm).
- Hold den oppblåste ballongen tett innil venstre nesebor, og svelg noen ganger.
- Gjenta fremgangsmaßen i høyre nesebor.

Det kan kreve litt øvelse å lære å bruke Otovent™. Hvis du strekker ballongen litt før du bruker den for første gang, kan den være enklere å blåse opp.

Vedlikehold

Renjor nesestykket med et mildt rengjøringsmiddel etter bruk. Skyll nesestykket med rent vann. Kasser ballongen når den er bruk 20 ganger.

Oppbevaring av avfallshåndtering

Når de ikke er i bruk, skal nesestykket og ballongene beskyttes mot lys. Avfallshåndtering skal skje i samsvar med lokale miljøreturer.

Melding til bruker

AUvrilige hendelser som inntreffer med utstyret, bør meldes til Circius Pharma AB og vedkom-mende myndighet der du bor.

Niepożądane skutki uboczne

Przejściowy ból w uchu, ból głowy, zawroty głowy, krwawienie z nosa.

Jak stosować Otovent™

Leczenie wysiękowego zapalenia ucha środkowego (ang. „glue ear”) W pierwszym tygodniu leczenia: Używać zestawu Otovent™ co najmniej trzy razy dziennie (rano, w południe i wieczorem), każdorazowo nadmuchując balonik nosem jeden raz przez każdą dziurkę nosa. W drugim tygodniu leczenia: Używać zestawu Otovent™ co najmniej dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Po 2–3 tygodniach należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia, czy leczenie należy kontynuować. Leczenie może trwać dłużej niż jeden miesiąc, a osiągnięcie najpóźszego efektu klinicznego może zająć kilka miesięcy.
Łagodzenie objawów podczas lotu samolotem, po nurkowaniu lub pobycie w komorze hiperbarycznej Podczas lotu samolotem zestawu Otovent™ należy użyć 3–4 razy natychmiast po rozpoczęciu obniżania wysokości lotu przed lądowaniem. Jeśli objawy nie ustają, leczenie można kontynuować po wylądowaniu. Zestawu Otovent™ można użyć kilka razy przed/po nurkowaniu lub w trakcie/po leczeniu w komorze hiperbarycznej, aby złagodzić mogące nastąpić w ich konsekwencji dolegliwości.

Instrukcja krok po kroku

Końcówka nosowa powinna być czysta.

- Połączyć balon z płaską stroną końcówki nosowej.
- Lewą ręką chwycić okrągłą część końcówki nosowej i przyłożyć ją do lewej dziurki nosa. Palcem wskazującym prawej ręki zatknąć prawą dziurkę nosa.
- Wziąć głęboki wdech przez usta, zamknąć usta i - wdmuchując powietrze przez lewą dziurkę nosa - nadmuchać balon do rozmiaru grejfruta (10–12 cm).
- Przytzymając nadmuchany balon przy lewej dziurce nosa, kilka razy przelknąć.
- Powtórzyć procedurę dla prawej dziurki nosa.

Nauczenie się korzystania z zestawu Otovent™ może wymagać dojdzia do pewnej wprawy. Lekkcie wstępne osiągnięcie balonu przed pierwszym użyciem może ułatwić jego późniejsze nadmuchiwanie.

Czyszczenie

Po każdym użyciu oczyścić końcówkę nosową, korzystając z łagodnego detergentu. Wypluć końcówkę nosową czystą wodą. Wyrzucić balon po 20-krotnym użyciu.

Przechowywanie i utylizacja

Chronicz końcówkę nosową i balony przed światłem, gdy nie są używane. Utylizację należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi procedurami ochrony środowiska.

Informacja dla użytkowników

Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z wyrobem, należy zgłosić do Circius Pharma AB oraz do właściwego lokalnego organu państwowego.

BG Инструкции за употреба

Лечение на отритцелно налягане в средното ухо. Otovent™ може да се използва от деца на възраст 3 и повече години и от възрастни.

Това медицинско устройство и инструкции за употреба са предназначени за употреба от лежачо лице. Преди да започнете лечението с Otovent™, прочетете инструкциите за употреба. Otovent™ е само за индивидуална употреба.

Описание на устройството

Otovent™ е назално балонно устройство за автоматично надуване на евстahiевата тръба, предназначено за изравняване на отритцелното налягане на средното ухо. Otovent™ се състои от две части, латексов балон и полипропиленово накрайник за нос, които се

Bivirkningar

Tillfälligt smärta i örat och huvudvärk, yrsel, näsblödningar.

Så här används Otovent™

Vid vätskande mellanörinflammation (örönkatarr med örsprång) Under den första behandlingsveckan ska Otovent™ användas åtminstone tre gånger om dagen (morgen, middag, kväll) med en upplåsning i vardera näsborren varje gång. Efter en vecka ska Otovent™ användas åtminstone två gånger om dagen (morgen och kväll). Behandling kan behövas i mer än en månad och maximal klinisk effekt kan ta flera månader. Kontakta sjukvårdspersonal efter 2–3 veckor för att avgöra om behandlingen ska fortsätta. För symptomlindring efter flygning, dykning eller behandling i tryckkammare. Vid användning i samband med flygning ska Otovent™ användas 3–4 gånger så snart nedstigningen påbörjas. Om symptomen kvarstår kan behandlingen fortsätta efter landing. Efter/före dykning eller under/efter behandling i tryckkammare kan Otovent™ användas flera gånger för symptomlindring.

Step-för-step-instruktioner

Nåsstycket ska vara rent.

- Trä ballongen på den platta änden av nåsstycket.
- Håll den runda delen av nåsstycket stadigt mot vänster näsborre med vänster hand. Tryck ihop höger näsborre med höger pekefinger.
- Andas in djupt genom munnen, stäng munnen och blås upp ballongen genom att blåsa genom vänster näsborre tills ballongen blir stor som en grapefrukt (10–12 cm).
- Svälj några gånger medan du har den upplåsta ballongen kvar tätt mot vänster näsborre.
- Upprepa proceduren två höger näsborre.

Det kan behövas lite övning för att låra sig att använda Otovent™. En lätt vänster av ballongen innan den används första gången kan underlätta upplåsningen.

Underhåll

Renjör nåsstycket med mild tvålösning efter användning. Skölj nåsstycket med rent vatten. Kasta ballongen när den har använts 20 gånger.

Förvaring och kassering

Skydda nässtycke och ballonger mot ljus när de inte används. Kassering ska göras i enlighet med lokala miljöriktninger.

Upplysning till användaren

Varje allvarligt tillbud som har inträffat i samband med produkten ska rapporteras till Circius Pharma AB och den behöriga myndigheten i ditt land.

DA Brugsanvisning

Behandling af undertryk i mellemøret. Otoven™ kan bruges af voksne og af børn fra 3-års alderen.

Dette medicinske udstyr samt brugsanvisningen er beregnet til brug for en lægperson. Læs denne brugsanvisning, før behandling med Otoven™ påbegydes. Otoven™ er udelukkende beregnet til brug for én person.

Produktbeskrivelse

Otovent™ er en neseballon til oppustning af det eustakiske rør, så undertrykket i mellemøret udignes. Otovent™ består af to dele, en ballon af latex og et næsstykke af polypropylen, der sættes sammen før brug. Udstyret kan genbruges, men er ikke steril. Emballagen indeholder balloner, næsstykke og brugsanvisning. Visse pakninger indeholder også en opbevaringsenhed. Otovent™ Balloons er ekstra balloner, der skal bruges sammen med det næsstykke, der følger med Otoven™. Otovent™ Balloons kan fås på visse mærker.

Anvendelse

Otovent™ anvendes til behandling af undertryk i mellemøret.

FI Käyttöohjeet

Välikorvan alipainen hoito. Otoven™-laitetta voidaan käyttää aikuiset ja yli 3-vuotiaat lapset.

Tämä lääkinohjeiden laite ja sen käyttöohjeet on tarkoitettu kuluttajakäyttöön.
Lue käyttöohjeet ennen kuin aloitat Otoven™-hoidon.
Otovent™ on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön.

Laitteen kuvaus

Otovent™ on korvatorvon hoitoon tarkoitettu nenäilmapallo, joka tasaa välikorvan alipaineen.

Otovent™ koostuu kahdesta osasta, lateksi-ilmapallosta ja polypropeenista valmistetusta nenäkappaleesta, jotka liitetään toisiinsa ennen käyttöä. Yhessä on ei-steriili, uudelleenkäyttävä laite. Pakkaus sisältää ilmapallon/ilmapalloja, nenäkappaleen ja käyttöohjeen. Joissakin pakkauksissa on mukana myös säilytysrasia.
Otovent™-ilmapallot ovat varailmapalloja, joita käytetään yhdessä Otovent™-laitteen nenäkappaleen kanssa.
Otovent™-ilmapalloja on saatavana joillakin markkina-alueilla.

Käyttötarkoitus

Otovent™ on tarkoitettu välikorvan alipaineen hoitoon.

Kuka voi käyttää Otoven™-laitetta?

Otovent™-laitetta voivat käyttää aikuiset ja yli 3-vuotiaat lapset. Lasten hoito on suoritettava aina aikuisen valvonnassa.

Miten Otoven™ vaikuttaa?

Otovent™ auttaa tasaamaan välikorvan paineen, kun pallo täytetään nenän kautta puhaltamalla.
Nenäilmapallon puhaltaminen lisää painetta nenässä, mikä ääsa korvatorvon.

Kliiniset löydöt

Välikorvan alipaineen oireita voivat olla korvan lukkiutuminen, kuulon heikkeneminen, kipu tai epämukavuuden tunne, painavuuden tai huumauksen tunne.
Kun korvatorvi avataan Otovent™-nenäilmapalloilla, välikorva tuuletuu, nestepurkauma poistuu ja oireet häviöttävät. Hoitamattomana välikorvan alipaine voi johtaa välikorvatulehdukseen (OME), joka tunnetaan myös nimellä sekrettorinen otitti eli ilmapalao, jossa välikorvaan on kertynyt limamaisia nestettä.
Alipaineen syynä voi olla korvatorvon tukkoisuus, joka voi olla seurausta ylähengitysteiden tulehduksesta, akuutista välikorvatulehduksesta tai ilmetä lentomatkustamisen, sukelluksen tai painekammiohoidon yhteydessä.

Milloin Otoven™-laitetta ei tule käyttää?
Otovent™-laitetta ei saa käyttää äkillisen välikorvatulehduksen tai ylähengitysteiden tulehdusten aikana.

Varoitukset ja varotoimet

Ilmapallot sisältävät lateksia. Jos olet allerginen lateksille tai lateksituotteille, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen ennen tuotteen käyttöä.
Jos sinulla ilmenee allergisia oi-reita, kuten ihottumaa, kutinaa, hengitysvaikeuksia tai turvotusta, lopeta hoito ja ota yhteyttä lääkiäriin.
Tukehtumisvaara – tuote sisältää pieniä osia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lasten hoito on suoritettava aina aikuisen valvonnassa.
Älä koskaan käytä leluilmapalloja Oto-vent™-hoidon yhteydessä.
CE-merkinnällä varustettujen lääkinnällisten Otovent™-laitteiden kanssa tulee käyttää ainoastaan Otoven™-ilmapalloja.
Jos kärsit usein lievästä nenäveren-vuodosta, kaikenlainen nenän käsittely, esimerkiksi nenäpuhalletuista ilmapallon täyttö, voi aiheuttaa nenäverenvuotoa. Tämä on yleensä harmitonta.
Jos sinulle on tehty poskiontel-oleikkaus, ota yhteys lääkäriin ennen Otoven™-laitteen käyttöä.
Otovent™-laitteen käyttö poskionteloleikkauksen jälkeen voi lisätä pneumokefaluksen riskiä.
Jos tärykalvosi puhkeaa tai koet voimakasta päänsärkyä, voimakasta huumasta, valoherkkyyttä ja/tai pahoinvointia Otovent™-laitteen käytön yhteydessä, lopeta hoito välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.
Jotkut voivat tuntea korvassa epämiellyttävää tunnetta puhalluksen aikana. Tämä tunne vähenee seuraavan puhalluksen aikana ja on osoitus siitä, että hoito toimii oikein.

сързват преди употреба. Това е нестерилно устройство за многократна употреба. Опаковката съдържа балон/балони, накрайник за нос и инструкции за употреба. Някои изделия съдържат и устройство за съхраняване.
Балоните Otovent™ Balloons са резервни балони, които се използват заедно с накрайника за нос, който се доставя с Otovent™.
Балоните Otovent™ Balloons се предлагат на някои пазари.

Предназначение

Otovent™ е предназначен за лечение на отритцелно налягане в средното ухо.

Кой може да използва Otoven™?

Otovent™ може да се използва от деца на възраст 3 и повече години и от възрастни.
Лечението на деца винаги трябва да се наблюдава от възрастен.

Как действа Otoven™?

Otovent™ помага за изравняване на налягането в средното ухо чрез отваряне на евстahiевата тръба, когато балонът е наполян от носа.

Клинични ползи

Симптомите на отритцелно налягане в средното ухо могат да бъдат блокирано уχο, уверден слух, болка/дискомфорт, усещане за тежест или световъртеж.
Когато евстahiевата тръба се отвори с помощта на техниката за автоматично надуване Otovent™, се вентилира средното ухо, извливане могат да се изчистят и се постига облекчаване на симптомите.
Ако не се лекува, отритцелното налягане на средното ухо може да доведе до отит на средното ухо с излив (OME), известен също така като секреторен отит или лепкаво ухо, със събиране на течност в средното ухо.
Поради dysfunction на евстahiевата тръба могат да възникнат проблеми, изравняващи отритцелното налягане, и може да възникне инфекция на горните дихателни пътища, случай на остър отит на средното ухо или във връзка например с лечение, гмуркане или лечение в барокамера.

Кога Otoven™ не трябва да се използва?

Otovent™ не трябва да се използва при случай на остър отит на средното ухо или инфекция на горните дихателни пътища.

Предупреждения и предпазни мерки

Балоните съдържат латекс. Ако сте алергични към латекс или латексни продукти, консултирайте се с лекар си преди употреба.
Ако получите някакви алергични симптоми, като обрив, сърбеж, трудно дишане или подуване, спрете лечението и се консултирайте с лекар си.
Съхранявайте на място, достъпно за деца.
Лечението на деца винаги трябва да се наблюдава от възрастен.
Никога не използвайте детски балони за провеждане на лечение с Otovent™.
С устройства за автоматично надуване трябва да се използва само балони Otovent™ Balloons с маркировката CE.
Ако често страдате от леко кръвотечение от носа, то може да се причини от всяка манипулация на носа, като например издухване или надуване на балон.
Това състояние обикновено е безвредно.
Ако сте имали операция на синусите, консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате Otovent™.
Ако получите перфорирано тъпанче, силно главоболие, силна замаяност, чувствителност към светлина и/или гадене във връзка с използването на Otovent™, незабавно спрете лечението и се консултирайте с Вашия лекар.
По време на надуването някои пациенти могат да почувстват дискомфорт в ухото.
Това първоначално усещане се намаляе при следващото надуване и показва, че процедурата действа правилно.

Странични ефекти

Временна болка в ухото и главоболие, замаяност, кръвотечение от носа.

Как да използвае Otoven™?

За отит на средното ухо с излив (лепкаво ухо)

През първата седмица на лечение Otovent™ трябва да се използва поне три пъти дневно (сутрин, обед и вечер), всеки път с по едно надуване във всяка ноздра. След

Hvem kan bruge Otoven™?

Otovent™ kan bruges af voksne og af børn fra 3-års alderen.
Behandling af børn bør altid overvåges af en voksen.

Hvordan virker Otoven™?

Otovent™ hjælper til at udligne trykket i mellemøret, når en ballon oppustes via næsen ved hjælp af autoinflation.
Autoinflation ved hjælp af en nasal ballon øger trykket i næsen, hvorved det eustakiske rør åbnes.

Kliniske fordele

Symptomer på undertryk i mellemøret kan være et tilstoppet øre, nedsat hørelse, smerte/ ubehag, følelse af tyngde eller svimmelhed.
Når det eustakiske rør åbnes ved hjælp af Otovent™, dannes der fri passage i mellemøret, og eventuel væske kan løbe ud, hvorved symptomlindring opnås.
Undertryk i mellemøret kan, hvis det ikke behandles, resultere i mellemørebetændelse med væske i mellemøret.
Problemer med udligning af undertrykk kan skyldes en dysfunktion i det eustakiske rør og kan opstå efter en infektion i de øvre luftveje, akut mellemørebetændelse eller i forbindelse med flyvning, dykning eller trykkammerbe-handling.

Hvornår bør Otoven™ ikke anvendes?

Otovent™ bør ikke anvendes ved akut mellemørebetændelse eller infektion i de øvre luftveje.

Advarsler og forsigtighedsregler

Ballonerne indeholder latex. Hvis du er allergisk over for latex eller latexprodukter, skal du spørge læge eller apotek til råds, inden du anvender produktet.
Hvis du oplever allergiske symptomer, f.eks. udslett, kløe, vejrtrækningsproblemer eller hævelse, skal du stoppe med behandlingen og søge læge.
Kvælningsfare – Produktet indeholder små dele. Skal opbevares utilgængeligt for børn.
Behandling af børn bør altid overvåges af en voksen.
Brug aldrig legetøjsballonger, når du udfører Otoven™-behandlingen.
Kun Otovent™ Balloons er egnet til dette brug. Hvis du ofte har mindre blødninger i næsen, kan enhver berøring af næsen som f.eks. at pudse næse eller pusle en ballon op fremprovokere neseblod. Denne tilstand er normalt harmløs. Hvis du er blevet opereret i bihulerne, skal du kontakte din læge, før du bruger Otovent™.
Brug af Otovent™ efter at være blevet opereret i bihulerne kan øge risikoen for pneumocephalus. Hvis du får perforeret trommehinde, svær hovedpine, svær svimmelhed, lysfølsomhed og/eller kvalme i forbindelse med brug af Otoven™, skal du straks stoppe behandlingen og kontakte din læge.
Nogle patienter kan opleve ubehag i øret under oppustning. Denne fornemmelse vil normalt aftage ved næste oppustning og er tegn på, at behandlingen foretages korrekt.

Bivirkninger

