

Hipertonična raztopina morske vode s področja Cinque Terre.

ISOMAR dekongestivne ampule vsebujejo hipertonično raztopino na osnovi čiste morske vode, ki ima naraven dekongestiven učinek na nosno sluznico. Hipertonična morska voda s pomočjo osmoze odstranjuje odvečno sluz iz nosu; ne povzroča odvisnosti in ne poškoduje tkiva.

ISOMAR dekongestivne ampule so primerne pri alergijah nasploh, vključno s tistimi, ki jih povzroča cvetni prah. Priporočajo se za uporabo pri otrocih, starejših od 6 mesecev, odraslih in nosečnicah.

UPORABA ISOMAR dekongestivnih ampul je primerna za: vlaženje in olajšanje naravnega odtoka iz nosne votline, manjšanje oteklina v zgornjih dihalnih poteh, odstranjevanje zastale sluzi iz naravnih prehodov pri prehladu in alergijskem rinitisu, lajšanje simptomov pri osebah s sinuzitisom in rinosinuzitisom, temeljito čiščenje nosnih votlin z odstranjevanjem cvetnega prahu, prahu in smoga. **ISOMAR dekongestivne ampule** se priporočajo tudi za izboljšanje prehodnosti nosnih poti, obnovo gibljivosti cilij in kot del aerosolne terapije za vlaženje zgornjih dihalnih poti.

POGOSTOST UPORABE: uporabljajte največ 3-krat na dan in ne dlje kot 2 tedna. Dolgotrajna uporaba lahko povzroči izsušitev nosne sluznice. Ne prekoračite priporočene količine.

NAVODILO ZA UPORABO: odprite ampulo z zasukom pokrovčka. Namestite enodmerno ampulo v nosnico dojenčka, ki leži. Pritisnite ampulo, dokler ne iztisnete zelene količine (glejte sliko 1).

Pri otroku, ki samostojno uporablja ISOMAR dekongestivne ampule, in pri odraslih, vstavite ampulo v nosnico, pritisnite, medtem ko je glava obrnjena navzgor, vdihnite in drugo nosnico zaprite s prstom (glejte sliko 2).

ZA AEROSOLNO TERAPIJO: vsebino ampule vlijte v napravo za aerosolno terapijo, uporabljajte skladno z navodili proizvajalca.

SESTAVA: sterilna hipertonična raztopina morske vode.

KDAJ SE NE SME UPORABLJATI: ne uporabljajte **ISOMAR dekongestivne ampule** pri dojenčkih, mlajših od 6 mesecev. Ne uporabljajte v primeru krvavitve iz nosu.

OPOZORILA: sterilna raztopina ni primerna za injiciranje. Shranjujte na suhem mestu, ločeno od virov toplote, pri največ 25 °C. Ne uporabljajte istočasno z drugimi lokalnimi zdravilji. Ne uporabljajte iste ampule z enkratnim odmerkom hkrati za aerosolno terapijo. Ne mešajte z drugimi raztopinami. Ampulo shranjujte nedosegljivo otrokom. Po odprtju je treba ampulo takoj uporabiti in po uporabi ustrezno zavreči. Poškodovana ampula lahko izgubi svoje funkcionalne lastnosti. Ne uporabljajte po preteku roka uporabnosti. Prazne ampule ustrezno odstranite – ne odlagajte jih v okolje. Med aerosolno terapijo priporočamo izmenično uporabo **ISOMAR dekongestivnih ampul** skupaj z drugimi zdravili. V nekaterih primerih lahko raztopina povzroči rahlo draženje.

Proizvajalec: Coswell SPA, Via Gobetti 4, 40050, Funo di Argelato (Bo) Italija

Imetnik vpisa: Pharma Net d.o.o., Ruševje 15, 10290 Zaprešić, info@pharmanet.hr

Serijska številka: natisnjena na originalni embalaži

Leto proizvodnje: natisnjeno na originalni embalaži

Rok uporabnosti: natisnjen na originalni embalaži

Distributer: Pontus Pharma d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 62, 10000 Zagreb, info@pontus-pharma.com