

MEDICINSKI PRIPOMOČEK

DeflaGyn®



VAGINALNI GEL ZA SPODBUJANJE SPONTANE REMISIJE IN REGRESIJE PRI:

- NEJASNIH IZVIDIH BRISA MATERNIČNEGA VRATU (ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP II-p, PAP III-p, PAP IIID1, PAP IIID2 (Munich III) / PAP III, PAP IIID) ali
- SPREMEMBAH MATERNIČNEGA VRATU, KI JIH POVZROČA HPV ali
- p16/Ki-67 POZITIVNIH LEZIJAH MATERNIČNEGA VRATU ali
- EROZIJAH MATERNIČNEGA VRATU.

Prosimo, natančno preberite to navodilo, saj vsebuje pomembne informacije o uporabi tega medicinskega pripomočka. Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Informacije o izdelku in velikost pakiranja

Vaginalni gel za spodbujanje spontane remisije in regresije nejasnih izvidov brisa materničnega vratu (ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP II-p, PAP III-p, PAP IIID1, PAP IIID2 (München III) / PAP III, PAP IIID) ali HPV-induciranih ali p16/Ki-67 pozitivnih lezij ali erozij materničnega vratu. Na voljo v pakiranju 150 ml vaginalnega gela.

Kaj je DeflaGyn®?

DeflaGyn® je vaginalni gel, ki vsebuje silicijev dioksid. DeflaGyn®

- veže patogene
- zavira širjenje patogenov
- spodbuja antioksidativno zaščito

Kdaj naj uporabim ta pripomoček?

DeflaGyn® je treba uporabiti pri nejasnih cervikalnih brisih (ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP II-p, PAP III-p, PAP IIID1, PAP IIID2 (Munich III) / PAP III, PAP IIID) ali HPV-induciranih ali pozitivnih cervikalnih lezijah p16/Ki-67 ali cervikalnih erozijah.

Kako uporabljati ta pripomoček?

Prosimo, upoštevajte tudi Povzetek navodil za uporabo.

V brizgo počasi potegnite 5 ml gela, dokler ne dosežete oznake 5 ml, in gel vnesite globoko v nožnico (do materničnega vratu). Priporočljivo je, da gel uporabite zvečer pred spanjem.

Kako dolgo naj uporabljam DeflaGyn®?

Uporabnice, ki nimajo menstruacije

DeflaGyn® naj se uporablja v obdobju 3 x 28 dni. Po 28 dneh uporabe prenehajte uporabljati intravaginalni gel DeflaGyn® za 3 dni. Nato nadaljujte z uporabo še 28 dni in jo nato ponovno prekinite še za 3 dni. Zatem nadaljujte s tretjim ciklom .

Uporabnice z menstruacijo

Ne uporabljajte intravaginalnega gela DeflaGyn® med menstruacijo (približno 3-5 dni na cikel). Dodatna 3 dnevna prekinitve uporabe ni potrebna, saj menstruacija že šteje kot premor v času uporabe. Z uporabo intravaginalnega gela DeflaGyn® lahko začnete na kateri koli dan cikla.

Kontraindikacije:

Ne uporabljajte DeflaGyn® intravaginalnega gela, če ste preobčutljivi na katero koli sestavino tega izdelka. Sočasna uporaba DeflaGyn® intravaginalnega gela in izdelkov, ki ostanejo v nožnici (npr. vaginalni obročki), lahko zmanjša učinkovitost teh izdelkov in je zato kontraindicirana.

Neželeni učinki

V redkih primerih se lahko pojavita pekoč občutek in srbenje.

Kaj morate vedeti pred uporabo tega izdelka

Pred uporabo plastenko dobro pretresite! Po uporabi lahko del vstavljenega gela izteče. Gel je lahko rahlo rdečkaste barve in lahko obarva vaše spodnje perilo. Razbarvanje bo po pranju izginilo. Uporabite lahko tudi higienski vložek.

Pogoji shranjevanja

Ne shranjujte nad 25 °C.

Ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti.

Hranite izven dosega otrok!

Sestava	Na aplikacijo
Visoko dispergirani silicijev dioksid	10,0 mg
Citronska kislina	24,8 mg
Natrijev selenit	0,83 mg
Ekvivalent selena	0,25 mg

Pomožne snovi: hidroksietil celuloza, voda.

Konzervansi: kalijev sorbat, natrijev benzoat.

Posebna opozorila:

Vaginalni gel DeflaGyn® je treba uporabljati le po posvetovanju z zdravnikom, zlasti med nosečnostjo. Drugi intravaginalni izdelki (terapevtski in/ali čistilni in/ali kontracepcijski) se smejo uporabljati najmanj dve uri po nanosu vaginalnega gela DeflaGyn®. Spolni odnosi so dovoljeni kadar koli med uporabo vaginalnega gela DeflaGyn®. Rahlo rdečkasto obarvanje na ali v pokrovčku ne vpliva na uporabo izdelka.

To navodilo je bilo pripravljeno: 2021-08

Proizvajalec:

DEFLAMED INTERNATIONAL s.r.o.

Heřmanova 597/61

170 00 Praha 7

Češka

Distributer za Slovenijo:

PROKSIMUM PHARMA d.o.o.

Pot k sejmišču 26a

1231 Ljubljana-Črnuče

Slovenija

Simboli na označevanju:

			
Številka serije	Uporabo do	Preglej navodla za uporabo!	Zgornja omejitev temperature